	Service d'Anatomie Pathologique	INSTRUCTION		
		Demande & Instructions pour une biopsie de peau – pathologies Neuro-métaboliques et mitochondriales.		
Fichier: IN-NEURO-004			Version :01	
Date de mise en application :28/06/2010				Page 1/3
Rédacteur : Dr. H. Kadhim Vérificateur : Dr. C. D			e Prez	Approbateur :Dr.C.De Prez

1. Objet

Cette instruction à pour objet les instructions à suivre pour le prélèvement d'une biopsie de peau dans le cadre de la mise au point de pathologies neuro-métaboliques et mitochondriales

2. Domaine d'application

Cette instruction s'adresse aux médecins prescripteurs de ce type de prélèvement.

3. Abréviations - Définitions

Néant

4. Contenu

ATTENTION:

- Ce document est à lire avec attention et à **compléter correctement**, car il est garant de la bonne prise en charge de tout prélèvement cutané.
- NE PAS FIXER le prélèvement est essentiel
- Désigner la personne qui transmet le prélèvement au Service d'Anatomie Pathologique (BRUGMANN). (Le « Centre de Tri » n'est pas concerné).
 Cette personne veillera également à ce que les instructions définies par le médecin coordinateur soient appliquées.
- Informer le Service d'Anatomie-Pathologique de BRUGMANN de la date et et de l'heure prévues pour le prélèvement biopsique. Il est important de déterminer une date qui tienne compte des disponibilités de l'équipe technique et médicale en Anatomie Pathologique.
- Taille du prélèvement : 1,8 x 0,6 x 0, 6 cm environ

TRANSPORT:

 Destinataire: Tout prélèvement doit être transporté au Service d'Anatomie Pathologique,
 CHU- Brugmann (Horta),
 Place van Gehuchten, 4
 1020 Bruxelles.

Imprimé le : 24/10/2011

	Service d'Anatomie Pathologique	INSTRUCTION		
			•	our une biopsie de peau – liques et mitochondriales.
Fichier: IN-NEURO-004			Version :01	
Date de mise en application :28/06/2010				Page 2/3
Rédacteur : Dr. H. Kadhim Vérificateur : Dr. C. D		e Prez	Approbateur :Dr.C.De Prez	

Le prélèvement (FRAIS; Non-fixé) doit être délicatement placé sur une gaze bien imprégnée par du sérum physiologique (NaCI 0.9%)
 Attention: Ne PAS immerger dans le sérum physiologique!).
 Le prélèvement avec la gaze doit être placé dans un pot en plastique (pour le garder humide). Assurer le transport le plus rapidement vers BRUGMANN (délai de > 120 minutes = échantillon non recevable).

En cas de problème ou de questions:

- Contacter le Médecin Coordinateur de votre Centre, ou,
- Contacter le Service d'Anatomie-Pathologique (CHU Brugmann-Horta):
 - o Tél: 02-477.2055 et Bip 5/2055 (Mr. BONNET)
 - (en son absence contacter Mr. Abdel BOUYSANTIMAN; Bip 5/2103);
 - o ou le secrétariat: 02/477.2556.

IDENTIFICATION PATIENT:

Nom/Prénom, Sexe: M / F
Date de naissance : / / Adresse:
Médecin Prescripteur:
Nom, Prénom
Adresse :
N° INAMI:

	Service	INSTRUCTION		
	d'Anatomie Pathologique		•	our une biopsie de peau – oliques et mitochondriales.
Fichier : IN-NEURO-004			Version :01	
Date de mise en application :28/06/2010				Page 3/3
Rédacteur : Dr. H. Kadhim Vérificateur : Dr. C. D.			e Prez	Approbateur :Dr.C.De Prez

Médecin Coordinateur du Centre ayant le patient en charge:
Chirurgien (Nom, Coordonnées, lieu de biopsie):
NOM de la personne qui assurera le transfert du prélèvement au service d'Anapath. de Brugmann:
DONNEES CLINIQUES DU PATIENT:
 Renseignements cliniques et Diagnostic Clinique, et Questions spécifiques:
Examens Complémentaires:
Précisions concerenant le prélèvement de PEAU :
Date du prélèvement: / / 20
Site de biopsie:
Motif de la biopsie:
Heure de Prélèvement:

Heure de l'Arrivée au Service d'AnaPath (Brugmann) ---:---

Imprimé le : 24/10/2011