

Mémoire épisodique - Reconnaissance visuelle

BRUMORY TEST

CONSIGNES

Encodage

1. Présentez la planche avec les 24 dessins concrets face au patient et présentez, une à une, les images correspondantes préalablement découpées, au-dessus de la planche avec les 24 items⁽¹⁾

« **Voici une feuille avec 24 dessins. Sur cette feuille, montrez-moi ceci** »

Présenter un à un chacun des 24 dessins concrets et **chronométrez** le temps pour apparier les 24 dessins

2. Présentez la planche avec les 24 items abstraits et présentez, une à une, les images correspondantes préalablement découpées. Afin de présenter l'item découpé dans la bonne orientation, un petit trait noir vous indique le bas du dessin.

« **Voici une feuille avec 24 dessins. Sur cette feuille, montrez-moi ceci** »

Présenter un à un chacun des 24 dessins abstraits et **chronométrez** le temps pour apparier les 24 items⁽¹⁾

Délai

20 minutes de tâches interférentes

Reconnaissance

« **Je vais vous demander de vous rappeler les dessins que vous avez vus il y a 20 minutes. Sur une feuille, vous verrez 2 dessins. Vous devez me dire lequel des 2 vous avez vu tout à l'heure. Si vous ne connaissez vraiment pas la réponse, choisissez quand même un des 2 dessins, même si vous avez l'impression de répondre au hasard** »

Sur le protocole, barrez les « 1 » lorsque la réponse est incorrecte.

⁽¹⁾ pour une illustration du mode de présentation, voir fig.1 de l'article : Vanderaspolden, V., Nury, D., Frisque, J., & Peigneux, P. (2015). Le test Brumory, une tâche de mémoire à long terme incidente pour une population immigrée non francophone et peu scolarisée. *Revue neurologique*, 171(12), 876-881.